

Gestion simple des données Logiciel EasyDirect™ Balance



Collecte automatique des données

Collecte des données de pesage de jusqu'à 10 balances, via Ethernet, USB-C ou RS232. Minimisation des erreurs de transcription manuelles, gain de temps et stockage sécurisé des données.



Manipulation efficace des résultats

Consultation simple des résultats et filtrage par date, instrument, utilisateur ou échantillon. Visualisation des résultats sous forme de graphiques pour évaluer les plages cibles et de tolérances et réaliser des statistiques pour une analyse efficace des tendances et de la production.



Génération et exportation faciles de comptes rendus

Présentation des résultats de pesage sous forme de comptes rendus simples et clairs. Exportation de données sur un ordinateur dans différents formats (XML, CSV, XLSX ou PDF) ou impression sur une imprimante réseau.



Aperçu simple des instruments

En indiquant les informations relatives au réglage, aux essais et à la maintenance, EasyDirect Balance vous donne une vue d'ensemble opérationnelle simple de tous vos instruments connectés.



Manipulation des données de pesage simplifiée

Connectez vos balances au logiciel pour PC EasyDirect Balance et améliorez la gestion et la manipulation de vos données. L'installation et la configuration sont simples et rapides, et l'utilisation est intuitive.

La manipulation facile des données vous aidera à améliorer l'efficacité de vos tâches de pesage. Avec EasyDirect Balance, vous collectez les données de pesage automatiquement, ce qui facilite la création de comptes rendus, la visualisation des résultats dans des graphiques de contrôle, la réalisation de statistiques et l'obtention d'une vue d'ensemble claire de l'état de vos balances.

Téléchargez votre version d'essai gratuite valable 45 jours, à l'adresse :

► www.mt.com/EasyDirectBalance

Description technique

Instruments pris en charge	MS-TS, ML-T¹⁾	MX, MR, MA, LA, MS, ML, ME-T, ME, PL-E, JP, JS, JE, JET, JL-GE, XP, XPE, XS, XSE
Connectivité	Ethernet, RS232	RS232, USB-C
Acquisition de données		
Infos sur la balance		
Informations de base sur la balance	•	•
Niveau, réglage, essais et état du service	•	
Utilisation de la balance	•	
Données de pesage		
Applications prises en charge	•	•
	•	
Poids, unité, date/heure, échantillon et ID des tâches	•	•
Cible et tolérances	•	
Nom de l'utilisateur	•	
Résultats et paramètres spécifiques des applications	•	
Nombre maximal d'instruments	Jusqu'à 10 balances	
Formats des comptes rendus	XML, CSV, XLSX, PDF	
Base de données	Microsoft SQL Server 2012, Express Edition	
Configuration informatique	Système d'exploitation : Windows 10 et 11	
Protection	Protection par mot de passe des paramètres et des résultats	
Langues	Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, polonais, tchèque, hongrois, néerlandais, portugais, turc, japonais, chinois, coréen	
Références	30539323 EasyDirect Balance (licence pour 3 instruments maximum) 30540473 EasyDirect Balance (licence pour 10 instruments maximum)	

¹⁾ Toutes les fonctionnalités uniquement via Ethernet



METTLER TOLEDO Group
Laboratory Weighing
Contact local : www.mt.com/contacts

www.mt.com/EasyDirectBalance

Pour plus d'informations

Sous réserve de modifications techniques
© 3/2024 METTLER TOLEDO. Tous droits réservés
30553486B
Global MarCom RITM1159092 MB/NM